

デンシトメトリー分析装置

クイックナビリーダー™

選択できる2つのモードで診療現場をサポートします



モード1：
スグヨミトリ

反応終了後のライン有無を読み取ります

反応終了後の
テストデバイス挿入

読み取りスタート
(カウントダウン表示5)

約
5秒



LED：緑色点灯

ブザーが鳴り
画面に結果が表示

LED：橙色点灯

*陰性は反応時間
経過時点で結果が表示

試料滴加後の
テストデバイス挿入

読み取りスタート
(カウントダウン表示5分)

陽性ライン
認識後すぐ

モード2：
ジドウヨミトリ

試料滴加後にライン読み取りを自動で行います

よりスピーディーに、さらに見やすく
インフルエンザウイルス検査キット

クイックナビ™-Flu2



判定時間 **5分**

抗原抗体反応の高速化

明瞭なライン

粒子反応性の向上

お問い合わせ・御注文の際は

TEL 082-293-9400

FAX 無料 0120-920-908

<http://www.hmca.or.jp>